

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Bcar1 (Y410) Per Wb - P56945

Numero articolo: CM0001193



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per BCAR1 fosforilato sulla tirosina 410. Convalidato per WB ed ELISA in campioni umani e murini. Ideale per lo studio della segnalazione dell'adesione e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-fosfo-BCAR1-Y410
Note/Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Fosfo-BCAR1-Y410
Specie	Umana
GeneID (Umano)	9564
GeneID	9564
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno alla Y410 di BCAR1 umano (NP_055382.2?).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P56945
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio