

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Bcl-2-S70 Per Wb, If/Icc, Elisa - P10415

Numero articolo: CM0000807



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fosfo-Bcl-2 (Ser70). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con Bcl-2 umano e di ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi, autofagia e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Fosfo-Bcl-2-S70 Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb)
Note/Alias	Bcl-2; PPP1R50; Fosfo-Bcl-2-S70
Specie	Umano
ID Gene	596
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico intorno a S70 del Bcl-2 umano (NP_000624.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P10415
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio