

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Bcl-2 (Thr56) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10415

Numero articolo: CM0001400



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per Bcl-2 fosforilato (Thr56). Rileva i livelli endogeni in campioni umani, di topo e di ratto tramite WB, IHC-P ed ELISA. Essenziale per studi sull'apoptosi e sull'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-Bcl-2-T56
Note/Alias	Bcl-2; PPP1R50; Fosfo-Bcl-2-T56
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	596
ID Gene	596
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T56 di Bcl-2 umano (NP_000624.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P10415
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio