

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Bcl-XI (S62) Per Wb, If/Icc - Q07817

Numero articolo: CM0001524



introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio rileva la Bcl-XL fosforilata (S62) in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per applicazioni WB e IF/ICC negli studi sull'apoptosi e la morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-Bcl-XL-S62 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Fosfo-Bcl-XL-S62
Specie	Umano
ID Gene (umano)	598
ID Gene	598
Immunogeno	Un peptide specifico fosforilato corrispondente ai residui circostanti S62 della Bcl-XL umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q07817
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio