


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Bcr (Y177) Per Wb, Elisa - P11274

Numero articolo: CM0001991



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Fosfo-BCR (Y177) umano validato per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Rileva una banda a 143 kDa. Ideale per studiare la segnalazione del BCR, la regolazione delle GTPasi e la funzione sinaptica. - P11274

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-Fosfo-BCR-Y177
Note/Alias	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; Fosfo-BCR-Y177
Specie	Umano
GeneID (Umano)	613
GeneID	613
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a Y177 del BCR umano (NP_004318.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P11274
Peso Proteico	143kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio