

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Brca1 (S988) Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

Numero articolo: CM0000683



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Fosfo-BRCA1-S988 convalidato per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la BRCA1 umana fosforilata alla serina 988, una proteina chiave nella riparazione del DNA e soppressore tumorale. Ideale per la ricerca sul cancro e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-BRCA1-S988 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Fosfo-BRCA1-S988
Specie	Umano
GenelD (Umano)	672
GenelD	672
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P38398
Peso proteico	208kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio