


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Brd4-S484/S488 Per Wb, Db, Elisa - O60885

Numero articolo: CM0000593



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce BRD4 fosforilato in Ser484/Ser488. Adatto per WB, DB ed ELISA. Ideale per studiare la memoria epigenetica, la regolazione trascrizionale e la dinamica della cromatina. Reagisce con BRD4 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Phospho-BRD4-S484/S488
Note/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S484/S488
Specie	Umano
ID Gene	23476
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico fosforilato intorno a S484 & S488 di BRD4 umano (NP_490597.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O60885
Peso Proteico	152kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio