


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Brd4 (Ser1070) Per Wb, Elisa - O60885

Numero articolo: CM0001789



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico contro BRD4 (pS1070) per applicazioni WB ed ELISA. Reattivo umano; ideale per studi sulla lettura della cromatina, regolazione trascrizionale e risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-BRD4-S1070 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Fosfo-BRD4-S1070
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23476
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S1070 del BRD4 umano (NP_490597.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O60885
Peso proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio