


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Btk (Tyr223) Per Wb E Elisa - Q06187

Numero articolo: CM0001764



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio specifico per BTK fosforilato (Tyr223) validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio del recettore delle cellule B, della segnalazione TLR e dell'attività chinastica BTK in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Fosfo-BTK-Y223 mAb Coniglio                                           |
| Osservazioni/Alias  | AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; Fosfo-BTK-Y223         |
| Specie              | Umano                                                                 |
| GenelD (Umano)      | 695                                                                   |
| GenelD              | 695                                                                   |
| Immunogeno          | Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y223 di BTK umano (Q06187) |
| Sorgente            | Coniglio                                                              |
| Categoria           | Anticorpi Fosforilati                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                             |
| Reattività Crociata | Umano                                                                 |
| SWISS               | Q06187                                                                |
| Peso Proteico       | 76kDa                                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                    |