


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-C-Abl-Y245 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00519

Numero articolo: CM0000571



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico ABL1 (c-Abl) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con ABL1 umano, murino e ratto a ~123 kDa. Adatto per ricerche sulla segnalazione delle chinasi, danni al DNA e leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-c-Abl-Y245 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Fosfo-c-Abl-Y245
Specie	Umano
GeneID	25
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y245 di ABL1 umano (NP_005148.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P00519
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio