


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-C-Jun-S63 Per Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Numero articolo: CM0001982



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro c-Jun fosforilato (S63). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del fattore di trascrizione AP-1 e la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-c-Jun-S63 Rabbit mAb
Note/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-S63
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	3725
ID genico	3725
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione S63 di c-Jun umano (P05412).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05412
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio