


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-C-Jun (T91) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

Numero articolo: CM0001161



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro fosfo-c-Jun (T91) per WB, IHC-P, ELISA in uomo e topo. Bersaglia il fattore di trascrizione Jun, componente del complesso AP-1, coinvolto nella proliferazione cellulare, nell'apoptosi e nell'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-c-Jun-T91 mAb di coniglio
Note / Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-T91
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3725
GeneID	3725
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione T91 della c-Jun umana (P05412)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P05412
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio