


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-C-Myc-S373 Per Wb - P01106

Numero articolo: CM0001565



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per c-Myc umano fosforilato a Ser373. Adatto per l'analisi Western blot. Bersaglia il fattore di trascrizione proto-oncogenico c-Myc (~51 kDa), coinvolto nella crescita cellulare e nell'oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-c-Myc-S373 pAb coniglio
Note/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Fosfo-c-Myc-S373
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4609
ID Gene	4609
Immunogeno	Un peptide fosforico specifico corrispondente ai residui circostanti S373 del c-Myc umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01106
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio