


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-C-Myc (S62) Per Wb, Ihc-P Ed Elisa - P01106

Numero articolo: CM0001103



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro c-Myc fosforilata in Ser62. Validato per WB, IHC-P ed ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e studi di trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Fosfo-c-Myc-S62
Note/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Fosfo-c-Myc-S62
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4609
ID Gene	4609
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti S62 di MYC umano (NP_001341799.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01106
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio