


## Anticorpo Policlonale Anti-Phospho-C-Myc (T358) Per Wb, Elisa - P01106

Numero articolo: CM0001406



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la c-Myc fosforilata in Thr358. Adatto per Western blot ed ELISA per rilevare la fosforilazione della c-Myc umana, un fattore di trascrizione chiave e oncogene coinvolto nella crescita cellulare e nell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Phospho-c-Myc-T358 Rabbit pAb                                                                                |
| Note/Alias            | MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T358                                                               |
| Specie                | Umano                                                                                                        |
| GeneID (Umano)        | 4609                                                                                                         |
| GeneID                | 4609                                                                                                         |
| Immunogeno            | Peptide sintetico: un peptide fosfo-specifico corrispondente alle residenze attorno a T358 della c-Myc umana |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Fosforilati                                                                                        |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                        |
| SWISS                 | P01106                                                                                                       |
| Peso Proteico         | 51kDa                                                                                                        |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                           |