


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-C-Myc (T58) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01106

Numero articolo: CM0001544



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro c-Myc fosforilato (T58), validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione di Myc, ciclo cellulare e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Phospho-c-Myc-T58 Rabbit pAb
Note/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4609
ID Gene	4609
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T58 di MYC di topo (NP_001170823.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01106
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio