


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Camk2-T286 Per Wb, Elisa - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Numero articolo: CM0001858



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente la T286 fosforilata di CaMKII alfa (Camk2a) con reattività incrociata verso umano, topo e ratto. Validato per WB e ELISA, ideale per studiare la plasticità sinaptica e l'attivazione di CaMKII.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-Camk2-T286 Rabbit pAb
Note/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
Specie	Umana
ID gene (umano)	815
ID gene	816/817/818/815
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno alla T286 di Camk2a umana (NP_741960.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio