


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Camk2-T286 Per Wb - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Numero articolo: CM0001297



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che rileva Camk2 fosforilata a T286; adatto per WB ed ELISA su campioni umani e murini. Peso molecolare: 54 kDa. Validato per la ricerca sulla plasticità sinaptica, l'apprendimento e la memoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Camk2-T286 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Fosfo-Camk2-T286
Specie	Umano
GeneID (Umano)	816/817/818/815
GeneID	816/817/818/815
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T286 di Camk2 umana
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
Peso Proteico	54 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio