


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Caveolina-1-Y14 Per Wb Ed Elisa - Q03135

Numero articolo: CM0001984



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la Caveolina-1 fosforilata in tirosina 14. Validato per Western Blot ed ELISA, con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle caveole e sull'attivazione dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-Caveolina-1-Y14
Note/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Fosfo-Caveolina-1-Y14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	857
GeneID	857
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y14 della Caveolina-1 umana (NP_001744.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q03135
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio