


Anti-Fosfo-Cbl-Y774 Anticorpo Policlonale Di Coniglio - P22681

Numero articolo: CM0000832



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fosfo-CBL-Y774 validato per WB ed ELISA, rileva specificamente la CBL fosforilata alla tirosina 774 in campioni umani. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fosfo-CBL-Y774
Note/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Fosfo-CBL-Y774
Specie	Umano
GeneID (umano)	867
GeneID	867
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y774 della CBL umana (NP_005179.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosfo-Specifici
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P22681
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio