

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Cd117/C-Kit-Y721 Per Wb - P10721

Numero articolo: CM0000449



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fosfo-CD117/c-Kit-Y721, validato per Western Blot nell'Uomo. Rileva la tirosina 721 fosforilata di KIT, un recettore tirosin-chinasico cruciale per la sopravvivenza cellulare, la proliferazione e l'ematopoiesi. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Fosfo-CD117/c-Kit-Y721
Note/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Fosfo-CD117/c-Kit-Y721
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3815
GeneID	3815
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosfo-specifico corrispondente alle sequenze circostanti la Y721 del KIT umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB
Reattività Incrociata	Uomo
SWISS	P10721
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio