

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Cd117/C-Kit (Y721) Per Wb - P10721

Numero articolo: CM0001948



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per c-Kit fosforilato (Tyr721). Validato per WB e ELISA, rileva CD117 umano, di topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione KITLG/SCF nel mantenimento delle cellule staminali, l'oncogenesi e lo sviluppo dei mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Fosfo-CD117/c-Kit-Y721 Rabbit pAb                                                 |
| Annotazioni/Alias   | PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Phospho-CD117/c-Kit-Y721                          |
| Specie              | Umana                                                                             |
| GeneID (umano)      | 3815                                                                              |
| GeneID              | 3815                                                                              |
| Immunogeno          | Un peptide fosforilato sintetico intorno alla Y719 del Kit di topo (NP_066922.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi fosforilati                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                         |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                 |
| SWISS               | P10721                                                                            |
| Peso proteico       | 110kDa                                                                            |
| Spedizione          | Sacco ghiacciato                                                                  |