

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Cdc25C (S216) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30307

Numero articolo: CM0001157



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico per cdc25C (S216) validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con bersagli umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della progressione del ciclo cellulare e della regolazione mitotica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Fosfo-cdc25C-S216 Rabbit pAb                                                                         |
| Note / Alias        | CDC25; PPP1R60; Phospho-cdc25C-S216                                                                  |
| Specie              | Umana                                                                                                |
| GeneID (Uomo)       | 995                                                                                                  |
| GeneID              | 995                                                                                                  |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: Peptide sintetico fosforilato attorno alla S216 della cdc25C umana (NP_001781.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi fosforilati                                                                                |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                     |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                    |
| SWISS               | P30307                                                                                               |
| Peso proteico       | 53kDa                                                                                                |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                |