


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Cdc37-S13 Per Wb, Elisa - Q16543

Numero articolo: CM0001589



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce CDC37 fosforilata in Ser13. Validato per Western blot ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare la funzione del co-chaperone Hsp90 e le vie di stabilizzazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-CDC37-S13
Note/Alias	P50CDC37; Fosfo-CDC37-S13
Specie	Umana
GeneID (Umano)	11140
GeneID	11140
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosfo-specifici
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q16543
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante