


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Cdk1-T14 Per Wb, Elisa - P06493

Numero articolo: CM0000610



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che riconosce il fosfo-Tre14 del CDK1 umano (CDC2), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sul ciclo cellulare, mitosi e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-CDK1-T14 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-T14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	983
GeneID	983
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T14 del CDK1 umano (NP_001777.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06493
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio