


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Phospho-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Per Wb - P06493

Numero articolo: CM0001838



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce CDK1-T161, CDK2-T160 e CDK3-T160 fosforilati. Adatto per Western blot, IF-P, IHC-P ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare, la mitosi e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160
Note/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	983
GeneID	983
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a T161&T160 di CDK1 umano (NP_001777.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06493
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio