


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Cdk1-Y15 Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493

Numero articolo: CM0001850



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-CDK1-Y15 validato per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Riconosce CDK1 fosforilato a Tyr15, un regolatore chiave del ciclo cellulare. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-CDK1-Y15 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-Y15
Specie	Umano
GeneID (Umano)	983
GeneID	983
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico attorno a Y15 di CDK1 umano (NP_001777.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P06493
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio