


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Cdk2-T160 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Numero articolo: CM0001429



introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) coniglio anti-Fosfo-CDK2-T160 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva CDK2 umano, murino e ratto fosforilato in Thr-160. Ideale per ricerche sul ciclo cellulare, danni al DNA e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-CDK2-T160 pAb coniglio
Note/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Fosfo-CDK2-T160
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1017
ID Gene	1017
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a T160 del CDK2 umano (NP_001789.2/NP_001249.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P24941
Peso proteico	30 kDa/34 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio