

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Cdk9 (T186) Per Wb, Elisa - P50750

Numero articolo: CM0000615



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-CDK9 (T186) validato per WB ed ELISA. Reagisce con CDK9 umano, murino e ratto. Ideale per ricerche sulla regolazione della trascrizione e sulla segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-CDK9-T186 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; Fosfo-CDK9-T186
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1025
GeneID	1025
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a T186 del CDK9 umano (NP_001252.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P50750
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio