

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Cfl1-Y139 Per Ihc-P, Elisa - P23528

Numero articolo: CM0001533



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio Phospho-CFL1-Y139 di CamelBio rileva la cofilina-1 fosforilata (Y139) nell'uomo, nel topo e nel ratto per IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla dinamica dell'actina e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	Phospho-CFL1-Y139 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CFL; cofilin; HEL-S-15; Phospho-CFL1-Y139
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1072
GeneID	1072
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23528
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio