


Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Chk1 (S280) Per Wb, Elisa - O14757

Numero articolo: CM0001670



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che rileva la Chk1 umana fosforilata alla serina 280. Adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Progettato per la ricerca sui checkpoint del ciclo cellulare e sulla risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Fosfo-Chk1-S280
Note/Alias	CHK1; Fosfo-Chk1-S280
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1111
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato corrispondente alle sequenze circostanti la S280 della Chk1 umana.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio