


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Chk1-S280 Per Wb, Elisa - O14757

Numero articolo: CM0001468



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-Chk1-S280 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la Chk1 umana fosforilata in serina 280. Adatto per lo studio della risposta al danno al DNA, dei checkpoint del ciclo cellulare e della biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Fosfo-Chk1-S280
Note/Alias	CHK1; Fosfo-Chk1-S280
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1111
GeneID	1111
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	O14757
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio