


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Chk1-S296 Per Wb, Elisa - O14757

Numero articolo: CM0000717



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro fosfo-Chk1-S296 (umano) per Western Blot ed ELISA. Essenziale per lo studio della risposta al danno del DNA e delle vie di segnalazione dei checkpoint.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Chk1-S296 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CHK1; Fosfo-Chk1-S296
Specie	Umano
GeneID (umano)	1111
GeneID	1111
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno alla S296 di Chk1 umano (O14757).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio