


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Chk1 (S317) Per Wb, Elisa - O14757

Numero articolo: CM0001461



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla fosfo-Chk1 (Ser317). Validato per WB ed ELISA, consente il rilevamento della Chk1 attivata in campioni umani per la ricerca sui danni al DNA e sui checkpoint del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Fosfo-Chk1-S317 Coniglio mAb
Note/Alias	CHK1; Fosfo-Chk1-S317
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1111
ID Gene	1111
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno alla S317 della Chk1 umana (NP_001265.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio