


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Chk1-S345 Per Wb E Elisa - O14757

Numero articolo: CM0000661



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfato-specifico che bersaglia la Chk1 umana in Ser-345. Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. È coinvolto nelle vie di controllo del danno al DNA e dell'arresto del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Phospho-Chk1-S345 Rabbit pAb
Note/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S345
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1111
ID gene	1111
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S345 della Chk1 umana (NP_001265.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14757
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio