

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Chk2-T68 Per Wb, Elisa - O96017

Numero articolo: CM0000772



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit specifico per fosfo-T68 della Chk2 umana (CHEK2), convalidato per WB e ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del danno al DNA e sui checkpoint del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Fosfo-Chk2-T68 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-T68
Specie	Umana
ID gene	11200
Immunogeno	Peptido fosforilato sintetico intorno alla T68 della Chk2 umana
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	O96017
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio