

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Creb1-S133 Per Ihc-P, Elisa - P16220

Numero articolo: CM0001240



introduzione

Questo anticorpo fosfo-CREB1 (Ser133) rileva proteine umane, di topo e di ratto. Ideale per IHC-P ed ELISA, è uno strumento prezioso per studiare la regolazione della trascrizione, i ritmi circadiani e la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-CREB1-S133
Note/Alias	CREB; CREB-1; Fosfo-CREB1-S133
Specie	Umano
GeneID	1385
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico fosforilato intorno a Ser133 di CREB1 umano)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16220
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio