

Anti-Fosfo-Creb1-S133 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16220

Numero articolo: CM0001169



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CREB1 fosforilato (Ser133). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata su umano, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla trascrizione, ritmo circadiano e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-CREB1-S133 Coniglio pAb
Note/Alias	CREB; CREB-1; Fosfo-CREB1-S133
Specie	Umano
GeneID (umano)	1385
GeneID	1385
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a S133 di CREB1 umano (NP_604391.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16220
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio