

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Creb1 (Ser129) Per Wb, Elisa - P16220

Numero articolo: CM0000645



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico mirato a CREB1 fosforilato a Ser129. Validato per WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio della trascrizione mediata da cAMP e della regolazione del ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-CREB1-S129 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CREB; CREB-1; Fosfo-CREB1-S129
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1385
ID Gene	1385
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a S129 di CREB1 umano (NP_604391.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P16220
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio