


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Crk/Crkii (Tyr221) Per Wb, Elisa - P46108

Numero articolo: CM0001285



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per CRK fosforilato in Tyr221. Validato per WB, ELISA con reattività umana, murina e di ratto. Ideale per studiare l'adesione cellulare, la migrazione e le vie di segnalazione dell'integrina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | mAb di coniglio Fosfo-CRK/CRKII-Y221                                                               |
| Note/Alias            | p38; CRKII; Fosfo-CRK/CRKII-Y221                                                                   |
| Specie                | Umano                                                                                              |
| GeneID (Umano)        | 1398                                                                                               |
| GeneID                | 1398                                                                                               |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno a Y221 di CRK/CRKII CRK umano (P46108). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                           |
| Categoria             | Anticorpi Fosforilati                                                                              |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                          |
| Reattività Incrociata | Topo, Ratto                                                                                        |
| SWISS                 | P46108                                                                                             |
| Peso Proteico         | 34kDa                                                                                              |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                 |