


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Crk/Crkii (Y221) Per Wb Ed Elisa - P46108

Numero articolo: CM0001788



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la Y221 fosforilata della CRK/CRKII umana. Validato per WB ed ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la segnalazione dell'adesione e della migrazione cellulare mediata da CRK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Fosfo-CRK/CRKII-Y221 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p38; CRKII; Fosfo-CRK/CRKII-Y221
Specie	Umano
GeneID	1398
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla Y221 della CRK/CRKII umana (NP_058431.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46108
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio