

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Crkl (Y207) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46109

Numero articolo: CM0001679



introduzione

pAb Coniglio Fosfo-CRKL-Y207 validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. È stato utilizzato come immunogeno un peptide fosforilato sintetico attorno a Y207 di CRKL (P46109). Adatto per lo studio della trasduzione del segnale intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-CRKL-Y207 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CRKL; Fosfo-CRKL-Y207
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1399
GeneID	1399
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a Y207 di CRKL umano (NP_005198.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46109
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio