


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Crmp2/Dpysl2-T514 Per Wb, Elisa - Q16555

Numero articolo: CM0000721



introduzione

Fosfo-CRMP2/DPYSL2-T514 pAb coniglio validato per WB, ELISA; targeting il T514 fosforilato del CRMP2 umano. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per studi sullo sviluppo neuronale, la guida degli assoni e la segnalazione delle semaforine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Fosfo-CRMP2/DPYSL2-T514 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; Fosfo-CRMP2/DPYSL2-T514
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1808
GeneID	1808
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno al T514 del CRMP2/DPYSL2 umano (NP_001377.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16555
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio