


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Csf-1R (Y708) Per Wb, Elisa - P07333

Numero articolo: CM0001578



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit specifico per CSF-1R fosforilato a livello di Y708. Convalidato per Western blot e ELISA su campioni umani. Ideale per lo studio della segnalazione dei macrofagi, dell'immunità innata e della biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-CD115/CSF-1R-Y708 Rabbit pAb
Note/Alias	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Phospho-CD115/CSF-1R-Y708
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1436
GeneID	1436
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione Y708 di CSF1R umana (NP_005202.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	P07333
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio