


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Cheratina 8 (Krt8)-S74 Per Wb Ed Elisa - P05787

Numero articolo: CM0001639



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico rileva la Cheratina 8 umana fosforilata in Serina 74. Validato per WB ed ELISA, adatto per studiare la dinamica dei filamenti intermedi e l'integrità epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-Fosfo-Cheratina 8 (KRT8)-S74
Note/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Fosfo-Cheratina 8 (KRT8)-S74
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3856
GeneID	3856
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S74 della Cheratina 8 umana (NP_002264.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P05787
Peso Proteico	54 kDa/56 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio