

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ddr1 (Y792) Per Wb, Elisa - Q08345

Numero articolo: CM0000869



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Fosfo-DDR1 (Y792) validato per WB ed ELISA. Rileva la tirosin-chinasi DDR1 (101 kDa) umana, di topo e di ratto. Essenziale per studi sulla segnalazione del collagene e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-Fosfo-DDR1-Y792
Note/Alias	CAK, DDR, NEP, HGK2, PTK3, RTK6, TRKE, CD167, EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, Fosfo-DDR1-Y792
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	780
Gene ID	780
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno a Y792 di DDR1 umano (NP_054699.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q08345
Peso Molecolare Proteico	101 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio