

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Dnmt1 (S714) Per Wb, If/Icc, Elisa - P26358

Numero articolo: CM0000479



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico per DNMT1 (Ser714) validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva la DNMT1 umana fosforilata in Ser714. Adatto per ricerche sull'eredità epigenetica, il silenziamento genico e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-DNMT1-S714 Rabbit pAb
Note/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; Phospho-DNMT1-S714
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1786
ID gene	1786
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione S714 della DNMT1 umana (NP_001370.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P26358
Peso proteico	183 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio