


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Egfr-S1070 Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0000642



introduzione

Il pAb di coniglio Fosfo-EGFR-S1070 rileva l'EGFR umano fosforilato sulla serina 1070. Adatto per WB e ELISA, questo anticorpo si lega a un sito chiave di fosforilazione nella segnalazione di EGFR, ed è ideale per la ricerca sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	pAb di coniglio Fosfo-EGFR-S1070
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-S1070
Specie	Umana
ID genico (Umano)	1956
ID genico	1956
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle regioni intorno alla S1070 dell'EGFR umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio