

Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Egfr (T669) Per Wb, Ip, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0000451



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-Fosfo-EGFR (T669), validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Rileva specificamente l'EGFR umano fosforilato alla treonina 669, consentendo lo studio preciso delle vie di segnalazione dell'EGFR nella ricerca oncologica e nella trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-EGFR-T669 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-T669
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1956
ID Gene	1956
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico attorno a T669 dell'EGFR umano (NP_005219.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio