


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Egfr-Y1068 Per Wb, Elisa - P00533

Numero articolo: CM0001967



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-EGFR-Y1068 specifico per EGFR fosforilato alla tirosina 1068. Validato per WB, ELISA su campioni umani. PM teorico 134 kDa. Ideale per ricerche sulla trasduzione del segnale e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-EGFR-Y1068 mAb Coniglio
Note/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1068
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1956
ID Gene	1956
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide specifico fosfo corrispondente ai residui circostanti Y1068 dell'EGFR umano (P00533).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio